




Flexor®

尿管アクセスシース

泌尿器内視鏡手技中、内視鏡と他の器具の尿路への挿入を簡易化し、ルートを確認するために使用します。フレクサー尿管アクセスシースは、尿管アクセス手技における、内視鏡やその他の器具の挿入時に、尿管を拡張し、作業チャンネルを継続的に確保します。繰り返し器具交換を行う際、尿管を保護し、外傷の可能性を低減します。また、継続的に作業チャンネルを確保するので、デリケートな器具や細径の軟性内視鏡を守り、破損した場合の高額な修理費を低減します。親水性コーティングは表面に水分吸着を保持する極薄層のポリマーコーティングで、摩擦を軽減し滑らかな表面を保持できます。



Flexor® 尿管アクセスシース

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース 内径 Fr	シース長 cm	尿管 ダイレータ Fr	尿管ダイレータ長 cm
アクセスシース					
G32853	FUS-095013	9.5	13	-	-
G19177	FUS-095020	9.5	20	-	-
G19176	FUS-095028	9.5	28	-	-
G19174	FUS-095035	9.5	35	-	-
G46167	FUS-095045	9.5	45	-	-
G19175	FUS-095055	9.5	55	-	-
G34876	FUS-107013	10.7	13	-	-
G34877	FUS-107020	10.7	20	-	-
G34878	FUS-107028	10.7	28	-	-
G34879	FUS-107035	10.7	35	-	-
G34880	FUS-107045	10.7	45	-	-
G34881	FUS-107055	10.7	55	-	-
G32852	FUS-120013	12.0	13	-	-
G19173	FUS-120020	12.0	20	-	-
G19172	FUS-120028	12.0	28	-	-
G19168	FUS-120035	12.0	35	-	-
G46168	FUS-120045	12.0	45	-	-
G19169	FUS-120055	12.0	55	-	-
G30391	FUS-140020	14.0	20	-	-
G30393	FUS-140028	14.0	28	-	-
G30389	FUS-140035	14.0	35	-	-
G46169	FUS-140045	14.0	45	-	-
G30390	FUS-140055	14.0	55	-	-
セット					
G54032	076000-F095035	9.5	35	6.0/9.0	60
G54849	076000-F095045	9.5	45	6.0/9.0	60
G54855	076000-F120013	12.0	13	6.0/10.0	60
G54036	076000-F120028	12.0	28	6.0/10.0	60
G54037	076000-F120035	12.0	35	6.0/10.0	60
G54848	076000-F120045	12.0	45	6.0/10.0	60
G54038	076000-F120055	12.0	55	6.0/10.0	60
G54040	076000-F140028	14.0	28	6.0/11.0	60
G54041	076000-F140035	14.0	35	6.0/11.0	60
G54846	076000-F140045	14.0	45	6.0/11.0	60

販売名: Flexor尿管アクセスシース

認証番号: 301AABZX00042000

保険算定区分: II135尿路拡張用カテーテル(1)尿管・尿道用



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp