


アンプラッツ腎ダイレータセット

経皮的に腎瘻造設を行う時、腎臓皮質、実質及び筋膜の拡張に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	ダイレータ長 cm	シース長 cm
セット				
G14292	075000	12-30	30	16
ガイドカテーテルのみ				
G14305	075001*	8.0	90	-

販売名：尿管カテーテル
 承認番号：16000BZY00365000
 保険算定区分：II 135尿路拡張用カテーテル(2)腎瘻用
 *保険算定不可



製造販売元
 クックメディカルジャパン合同会社
 〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
 中野セントラルパークイースト
 TEL: 03-6853-9470
 cookmedical.co.jp