


## 筋膜ダイレータセット

本品は経皮的腎瘻造設術においてカテーテルを導入するため筋膜の拡張に使用します。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm
<b>セット</b>			
G14214	073700	8.0-24.0	37
G14744	072000	6.0-24.0	20
<b>ダイレータのみ</b>			
G14133	072006*	6.0	20
G14135	072008*	8.0	20
G14137	072010*	10.0	20
G14138	072012*	12.0	20
G14139	072014*	14.0	20
G14140	072016*	16.0	20
G14141	072018*	18.0	20

販売名：COOK腎瘻用ダイレーター

承認番号：30200BZX00101000

保険算定区分：Ⅱ135尿路拡張用カテーテル(2)腎瘻用

\*保険算定区分：Ⅱ031腎瘻又は膀胱瘻用材料(3)ダイレーター②シスなし



製造販売元  
クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL:03-6853-9470  
cookmedical.co.jp