

NCompass™

ナイチノール結石エクストラクタ

尿路内で結石の捕捉および除去に使用します。完全に開くとマルチワイヤ形状が3ワイヤまたは4ワイヤバスケット形状となります。閉じていくにつれて、12ワイヤまたは16ワイヤの隙間の少ないバスケットのような構造となります。このバスケットの特性から小さくなった破砕片にも対応可能です。



| グローバル 製品番号 | カタログ番号 | Fr | 長さ cm | バスケット径 cm | バスケット形状 |
|---------------|----------------|-----|----------|--------------|---------------|
| チップレス | | | | | |
| G46027 | NCT4-017115 | 1.7 | 115 | 1.0 | 4ワイヤ / 16ワイヤ |
| G32701 | NCT4-024115 | 2.4 | 115 | 1.0 | 4ワイヤ / 16ワイヤ |
| モディファイドバスケット | | | | | |
| G32863 | NCT4-024115-MB | 2.4 | 115 | 1.5 | 4 ワイヤ/ 16 ワイヤ |

販売名:COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル 認証番号:219AABZX00263000

保険算定区分: Ⅱ137腎・尿管結石除去用カテーテルセット

