




NCircle®

ナイチノールチップレス結石エクストラクタ

尿路内で結石の捕捉および除去に使用します。バスケットはチップレス構造で腎杯の底部で開いて、結石を捕捉することができます。このチップレス構造により、粘膜の損傷や穿孔の可能性を低減することが期待されます。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	シース 長さ cm	バスケット径 cm
Nサークルナイチノールチップレス結石エクストラクタ				
G46206	NTSE-015115	1.5	115	1.0
G18778	NTSE-022115-UDH	2.2	115	1.0
G17627	NTSE-030115-UDH	3.0	115	1.0
G17520	NTSE-045065-UDH	4.5	65	1.8
Nサークルナイチノールチップレス結石エクストラクタ モディファイドバスケット				
G18777	NTSE-022115-UDH-MB	2.2	115	1.8
G17872	NTSE-030115-UDH-MB	3.0	115	1.8
Nサークルナイチノールチップレス結石エクストラクタデルタワイヤ				
G19110	NTSED-024115-UDH	2.4	115	1.0
Nサークルナイチノールチップレス結石エクストラクタデルタワイヤ モディファイドバスケット				
G19111	NTSED-024115-UDH-MB	2.4	115	1.8

販売名：COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル

認証番号：219AABZX00263000

保険算定区分：Ⅱ137腎・尿管結石除去用カテーテルセット



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp