




Nフォース

ナイチノールヘリカル結石エクストラクタ

Nフォースバスケットは、ナイチノールワイヤで作られており、尿路内での結石捕捉や除去に使用します。



| グローバル 製品番号 | カタログ番号 | Fr | 長さ cm | バスケット 形状 |
|---------------|----------------------|-----|----------|-------------|
| オクルーシブ | | | | |
| G19072 | NFHSES-022115-3W-UDH | 2.2 | 115 | 3ワイヤ |
| G17940 | NFHSES-032115-3W-UDH | 3.2 | 115 | 3ワイヤ |

販売名：COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル
 認証番号：219AABZX00263000
 保険算定区分：II 137腎・尿管結石除去用カテーテルセット