





Nスネア ステントリトリバ

尿路内異物の捕捉や回収に使用します。フレキシブルなナイチノールワイヤでできた回収用ループ形状です。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm
G46191	NSR-024115	2.4	115
G27233	NSR-045065-UDH	4.5	65

販売名：COOK 泌尿器用 尿路結石異物除去用カテーテル
 認証番号：219AABZX00263000
 保険算定区分：Ⅱ137腎・尿管結石除去用カテーテルセット