




Endo-Sof® AQダブルピッグテイルステントセット

AQコーティング

腎盂尿管移行部から膀胱までの内部ドレナージに使用します。ステントポジションにはX線不透過性バンドが付いており、X線透視下での可視性を向上し、ステントの適切な位置決めを可能にします。セットには、ステント、ガイドワイヤ、ステントポジショナーが含まれます。

注意：定期的な観察を推奨します。ステントを1年を超えて留置しないでください。



Endo-Sof® AQダブルピッグテイルステントセット AQコーティング

グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	備考
ステント (ポジショナ付き)				
G18200	DPSCS-050020-AQ-R	5.0	20	
G17921	DPSCS-050022-AQ-R	5.0	22	
G17922	DPSCS-050024-AQ-R	5.0	24	
G17923	DPSCS-050026-AQ-R	5.0	26	
G18187	DPSCS-050028-AQ-R	5.0	28	
G18815	DPSCS-050030-AQ-R	5.0	30	
G18103	DPSCS-060020-AQ-R	6.0	20	
G17899	DPSCS-060022-AQ-R	6.0	22	
G17888	DPSCS-060024-AQ-R	6.0	24	
G17889	DPSCS-060026-AQ-R	6.0	26	
G17890	DPSCS-060028-AQ-R	6.0	28	
G18650	DPSCS-060030-AQ-R	6.0	30	
G18622	DPSCS-070020-AQ-R	7.0	20	
G18636	DPSCS-070022-AQ-R	7.0	22	
G18639	DPSCS-070024-AQ-R	7.0	24	
G18638	DPSCS-070026-AQ-R	7.0	26	
G18637	DPSCS-070028-AQ-R	7.0	28	
G30352	DPSCS-080022-AQ-R	8.0	22	
G30353	DPSCS-080024-AQ-R	8.0	24	
G30354	DPSCS-080026-AQ-R	8.0	26	
ステント (ポジショナ付き) (ステント側孔なし)				
G18857	DPSCS-060024-AQ-RP	6.0	24	ピッグテイルのみ側孔あり
G18856	DPSCS-060026-AQ-RP	6.0	26	ピッグテイルのみ側孔あり

販売名: Endo-Sof AQ ダブルピッグテイルステントセット
承認番号: 30100BZX00244000
保険算定区分: II035尿管ステントセット(1)一般型①標準型



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp