




Sof-Flex®ダブルピッグテイルステントセット

腎盂から膀胱までの一時的なドレナージに使用します。セットには、ステント、ガイドワイヤ、ステントポジショナが含まれます。

注意：定期的な観察を推奨します。ステントを6ヶ月を超えて留置しないでください。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm	備考
ステントセット				
G14788	039126	10.0	26	

販売名：尿管カテーテル

承認番号：16000BZY00365000

保険算定区分：Ⅱ035尿管ステントセット(1)一般型①標準型