




## C-Flexダブルピッグテイルステントセット (スモールサイズ)

### Smaller Sized

腎盂から膀胱までの一時的なドレナージに使用します。セットには、ステント、ガイドワイヤ、ステントポジションナ、目盛付カテーテルが含まれます。

注意：定期的な観察を推奨します。ステントを6ヶ月を超えて留置しないでください



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm
<b>ステントセット</b>			
G14794	036308	3.7	8
G14637	036310	3.7	10
G14834	036312	3.7	12
G14700	036314	3.7	14
G14787	036316	3.7	16
G14799	036318	3.7	18
G14639	036320	3.7	20
G14897	036322	3.7	22

販売名：尿管カテーテル

承認番号：16000BZY00365000

保険算定区分：II035尿管ステントセット(1)一般型①標準型