





バンダーダイバージョンステントセット

Sof-Flex®

回腸導管および尿路変更術時に尿管へのステント留置のために使用します。セットには、ステント、カテーテルリテーナ、コネクタ、ガイドワイヤが含まれます。

注意：定期的な観察を推奨します。ステントを3ヶ月を超えて留置しないでください。



グローバル 製品番号	カタログ番号	Fr	長さ cm
右オープンエンド			
G57580	025706-S1-JP	6.0	75
G57582	025707-S1-JP	7.0	70
左オープンエンド			
G57581	025806-S1-JP	6.0	75
G57583	025807-S1-JP	7.0	70

販売名：バンダーダイバージョンステントセット/SOF-FLEX

承認番号：23000BZX00327000

保険算定区分：Ⅱ035尿管ステントセット(2)外瘻用①腎盂留置型A標準型