





## ウロダイナミックカテーテル

膀胱内圧測定と尿道口圧測定で使用します。ダブルルーメンカテーテル構造により、膀胱内圧測定時に膀胱を満たすことができます。



| グローバル<br>製品番号 | カタログ番号    | Fr  | 長さ<br>cm | 備考 |
|---------------|-----------|-----|----------|----|
| ダブルルーメン       |           |     |          |    |
| G17318        | 020205-30 | 5.0 | 30       |    |

販売名：ウロダイナミック カテーテル（滅菌済）  
承認番号：20500BZY00132000  
保険算定不可