



ユニバーサルチェックフローアダプタ

カテーテルや他の器具の挿入時に尿管鏡、膀胱鏡、または、その他の内視鏡のワーキングチャンネルからのリークや空気吸引を防ぐために使用します。セルフシーリングアダプタは、標準メスルアーロックまたはバルブタイプ内視鏡に接続可能です。



グローバル 製品番号	カタログ番号	適合サイズ Fr/inch
G15650	050818	9.0/.118


販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可



サイドアームアダプタ

ルアーロック (オス) ・トイボーストアダプタ

フレキシブルまたはリジッド尿管鏡ワーキングチャンネルを通して挿入する器具の周囲で体液の逆流を防ぐために使用します。Y字型。



グローバル 製品番号	カタログ番号	適合サイズ Fr
G14732	050201	3.0-6.0

販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp