




サンアントニオストップコック モディファイドフィッティング

尿管鏡、膀胱鏡、その他の内視鏡のワーキングチャンネルのフローを調節するために使用します。アダプタは、標準メスルアーロックに接続できます。



グローバル 製品番号	カタログ番号
---------------	--------

G17371	SAS-050000
--------	------------

販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可



テイラーアダプタ

ルアーロックシリンジに適合します。

グローバル 製品番号	カタログ番号
---------------	--------

スタンダード	
G17075	053004

販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp