




トイボーストアダプタ

フレキシブルまたはリジッド尿管鏡ワーキングチャンネルを通して挿入する器具の周囲で体液の逆流を防ぐために使用します。



グローバル 製品番号	カタログ番号	適合サイズ Fr	備考
G18814	TBA-6	6.0	
G18813	TBAYR-6	6.0	サイドアーム付き

販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可



内視鏡用キャップ

内視鏡下で留置したデバイスやガイドワイヤの周囲をシールするために使用します。



グローバル 製品番号	カタログ番号	適合サイズ	備考
G14750	050004	1.91-2.9 Fr	丸穴

販売名：アダプタ
届出番号：13B1X10023UR0002
保険算定不可