


Transfer with ease.



Guardia™ Access Nano

ガーディア・アクセス ナノ 胚移植用カテーテル

損傷の回避

球形のガイドカニューラ先端部は細径で、子宮頸管通過時の損傷を抑えます。

柔軟性

柔軟性を備えた移植用のカテーテルは、患者さまにより異なる多様な生体構造に対応できる形状になっています。



ガーディア・アクセス ナノ胚移植用カテーテル

Cook Medical社は新たな形状の胚移植用カテーテルを提供します。ガーディア・アクセス ナノ胚移植用カテーテルは、子宮頸管をより簡便に通過させることを目指して開発されました。

ガーディア・アクセス ナノ胚移植用カテーテルは、患者さまのニーズに応えるため、既存品を改良して誕生しました。ガイドカテーテルは従来の長所である遠位部のカーブと球形先端部はそのまま残し、挿入の困難な細い構造でも挿入できる細径の製品です。さらに、内部のサポートカニューラは、ガイドカテーテルに比べより柔軟性があります。

| GPN | カタログ番号 | ガイドカテーテル Fr | ガイドカテーテル 全長 cm | 移植用 カテーテル Fr | 移植用 カテーテル全長 cm |
|--------|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| G24216 | K-JETS-551910-S | 5.5 | 17.3 | 2.8 | 24 |

販売名：COOK 胚移植用カテーテル
認証番号：223AABZX00149000



ガーディア・オブチュレータ

ガーディア・アクセス ナノ胚移植用カテーテルを使用して胚移植を行う際の子宮アクセスを補助します。

| GPN | カタログ番号 | 外径 mm/inch | 全長 cm |
|--------|------------|---------------|----------|
| G54189 | J-UOB-2828 | 0.94/037 | 28 |

販売名：COOK 胚移植用カテーテル
認証番号：223AABZX00149000

2106-5

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL：03-6853-9470

cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com



販売元

株式会社 東機質

受注センター tel.0120-956-629 fax.0120-956-648
営業本部 〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル内

産婦人科製品営業部(本社) tel.03-5762-7327 fax.03-5762-7329
札幌営業所 tel.011-789-6350 fax.011-789-6351
仙台営業所 tel.022-782-3216 fax.022-782-3226
名古屋営業所 tel.052-800-0073 fax.052-800-0079
大阪支店 tel.078-854-6027 fax.078-854-6028
福山営業所 tel.084-930-6311 fax.084-930-6312
福岡支店 tel.092-271-4695 fax.092-271-4669

tokibo.co.jp