

集网篮和抓钳
功能于一身。



COOK NGAGE®

取石网篮¹

产品名称: NGage Nitinol Stone Extractor





COOK NGAGE®

取石网篮¹

COOK NGAGE® 取石网篮不仅是单纯的抓钳或取石篮，而是两者的结合。网篮采用伞状篮设计，意在辅助捕捉、调整位置、释放并移除尿路内不同尺寸的结石。镍钛合金材质使 COOK NGAGE® 结合了高度的灵活性和耐用性。镍钛合金丝结构让网篮可完全并一致地打开成为多种临床应用中的理想的取石器械。

COOK NGAGE® 取石网篮提供两个展开直径选择，方便处理尿路内各种大小的结石。

订货号码	产品型号	鞘管直径 Fr	有效长度 cm	伞状篮的直径 mm
G48294	NGE-017115	1.7	115	8
G48295	NGE-017115-MB	1.7	115	11
G48297	NGE-022115	2.2	115	8
G48296	NGE-022115-MB	2.2	115	11

产品名称: 取石网篮
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进20172026102
广告批准文号: 沪械广审(文)第270702-56850号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn