

PCNL^{*}

快速无创取石



Perc NCircle[™]

镍钛合金取石网篮¹

* 经皮肾取石术 Percutaneous Nephrolithotomy

¹ 镍钛合金取石网篮 Perc N-Circle Nitinol Tipless Stone Extractor



Perc NCircle™

镍钛合金取石网篮¹

用于经皮肾取石术(PCNL)时进行快速无创取石操作。本产品由网篮、网篮连接杆、鞘管和手柄组成。镍钛合金取石网篮的手柄有利于网篮的张开或闭合。

订货号码	产品型号	鞘管外径 Fr	鞘管长度 cm	网篮直径 cm
G32862	NTRSE-100038	10.0	38	1.8
G27234	NTRSE-120038	12.0	38	1.8

产品名称¹: 镍钛合金取石网篮 Perc N-Circle Nitinol Tipless Stone Extractor
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进 20182022236
广告批准文号: 沪械广审(文)第 280726-58735 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn