

建立经皮通路。



Ultraxx™

肾造瘘球囊导管¹

产品名称¹: 肾造瘘球囊导管 Ultraxx Nephrostomy Balloon and Set



Ultraxx™


肾造瘘球囊导管†

Ultraxx™ 肾造瘘球囊用于进行经皮肾镜检查手术时，扩张肌筋膜、肾小囊及肾实质，以建立并维护经皮通路。肾造瘘球囊最小爆破压大于等于 20 个大气压，用作扩张的长度为 15 cm。即使在棘手的手术，也能帮助医生顺利建立肾造瘘通道。

Ultraxx™ 肾造瘘球囊可选用特氟隆鞘管或透明聚乙烯鞘管。



Ultraxx™ 套装内含一个可控式球囊压力充盈器。



透明鞘管

订货号码	产品型号	球囊直径 mm	球囊长度 cm
套装-配透明鞘管			
G46037	UNBS-6-15-CS	6	15
G46038	UNBS-8-15-CS	8	15
套装-配特氟隆鞘管			
G46024	UNBS-8-15	8	15
仅限球囊导管-配透明鞘管			
G46035	UNB-8-15-CS	8	15

产品名称: 肾造瘘球囊导管 Ultraxx Nephrostomy Balloon and Set
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进 20192021644
广告批准文号: 沪械广审(文)第 290128-71024 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn