

稳妥地抓取细小碎石



NCompass™

镍钛合金取石网篮

产品名称: 镍钛合金取石网篮 NCompass Nitinol Stone Extractor



NCompass™


镍钛合金取石网篮

NCompass™ 镍钛合金取石网篮采用多丝几何构造设计, 有利提高结石清除效果。

独特的多丝几何构造, 在网篮完全展开时呈现传统的三丝或四丝结构; 当部分关闭时, 网篮结构会发生变化, 有如细密捕网。凭借双重结构的特点, 镍钛合金取石网篮不仅能够套取和移除完整结石, 其改良设计还可以在体内碎石术后套取许多细小碎石。

配合微创结石治疗技术使用时, 镍钛合金取石网篮可帮助您清除患者体内的结石。

操作程序



- 1 NCompass™ 镍钛合金取石网篮完全展开时，网篮近端部分会形成标准开口，以便结石进入网篮。
- 2 网篮退出输尿管时，网篮远端部分的多丝部位可套取结石，防止结石移位。
- 3 随着 NCompass™ 镍钛合金取石网篮逐渐闭合，精密的多丝几何构造将结石完全包围，以便稳妥地套取并移除结石。



NCompass™

镍钛合金取石网篮

用于在膀胱镜或输尿管镜直视下，取出泌尿道结石或异物。本产品由网篮、鞘管和控制手柄组成。网篮金属丝有三条或四条，材料为镍钛合金。

订货号码	产品型号	鞘管直径 Fr	工作长度 cm	网篮直径 cm	网篮配置
G46027	NCT4-017115	1.7	112	0.8-1.0	4丝
G32701	NCT4-024115	2.4	112	0.8-1.0	4丝
G32702	NC3-024115	2.4	112	1.3-1.7	3丝

产品名称：镍钛合金取石网篮 NCompass Nitinol Stone Extractor
生产企业名称：库克公司 Cook Incorporated
注册证号：国械注进 20182022234
广告批准文号：沪械广审(文)第 280726-59411 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn