


从容应对男性尿道扩张的挑战。



S~CURVE®

尿道扩张器¹

产品名称¹: 尿道扩张器 S~Curve Urethral Dilator Set





S~CURVE®

尿道扩张器¹

用于扩张男性尿道狭窄。本产品具有亲水性涂层、S型弯曲设计、带侧孔且不透射线的聚乙烯扩张器。

订货号码	产品型号	外径 Fr	长度 cm
套装*			
G32789	073701-CD	8.0-20.0	37

*套装包含七根扩张器 (8、10、12、14、16、18 和 20 Fr)

产品名称: 尿道扩张器 S~Curve Urethral Dilator Set
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进 20142026022
广告批准文号: 沪械广审(文)第 290129-69910 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn