



经皮气管切开导入器



经皮气管切开导入器

经皮气管切开导入器适用于经皮气管穿刺导入气管切开导管。

经皮气管切开导入器包括以下组件：

- 1.33 mm 外径导丝
- 无接头扩张器
- 有效长度为 6.5 cm 的 FEP 套管针
- 14.0 Fr, 4.5 cm 有接头扩张器
- 一次性手术刀
- 一次性注射器
- 其他附件, 如纱布

订货号码	产品型号	无接头扩张器 Fr
G12115	C-PTIS-100-HC	24.0, 26.0, 28.0, 38.0
G32092	C-PTIS-100-FLEX-HC	21.0, 24.0, 26.0, 27.0, 38.0

产品名称: 经皮气管切开导入器

生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated

注册证号: 国械注进20152082100

广告批准文号: 沪械广审(文)第240730-07133号

禁忌内容或者注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com