

从细胞学到组织学： 让您的EBUS*诊断更进一步。



ECHOTIP PROCORE®

支气管超声活检针¹

在库克，我们将自己在内镜超声针市场的专业和专注放在了开发全系列的活检针上，以满足您在支气管镜超声方面的需求。让您有机会在EBUS手术中，甚至是在具挑战的肺门区域实现细胞学和组织学诊断。我们的目标很简单：给您组织学的信息。

*支气管镜超声

产品名称¹：支气管超声活检针
Echotip Endobronchial High
Definition Ultrasound Needle



ECHOTIP PROCORE[®]

支气管超声活检针

经超声内镜的工作通道使用，用于进行支气管树内部或邻近的目标粘膜下及壁外病变的活检取样。

产品出厂时已灭菌，仅供一次性使用。

- 独特的组织条切割槽设计用于收纳脆弱的肺部活检组织
- 高清回波凹点，强化针的超声下可视性
- 自然过渡的波纹手柄，控针操作及稳定性更强
- 外鞘管长度可按需调节
- 5 cm 针长调节，可抵达更大范围的目标病变
- 与工作通道孔带螺纹的内镜联合使用的活检针型号：手柄上的可取脱式适配器可直接与内镜的螺纹口旋接
- 与工作通道孔不带螺纹的内镜联用的活检针型号：结实的转接头设计可实现：
 - 牢固连接，以及术中的稳定性
 - 带侧路旋阀的鲁尔接头，可实现负压抽吸和注射功能

订货号码	产品型号	针号 Gage	外鞘管直径 Fr	针长调节 范围 cm
G34281	ECHO-HD-22-EBUS-O-C*	22	4.1	0-5
G34279	ECHO-HD-22-EBUS-P-C**	22	4.1	0-5
G34282	ECHO-HD-25-EBUS-O-C*	25	4.1	0-5
G34280	ECHO-HD-25-EBUS-P-C**	25	4.1	0-5

*适配器安装在奥林巴斯超声支气管镜不带螺纹的工作通道孔上，然后再将活检针安装在适配器上。

**直接将活检针安装在宾得超声支气管镜的螺纹工作通道孔上，订货前请先咨询。

产品名称：支气管超声活检针

生产企业名称：Cook Ireland Limited 库克爱尔兰有限公司

注册证号：国械注进20152022593

广告批准文号：沪械广审(文)第240721-06666号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编：200030
电话：+86-21-5451-9599
邮箱：ChinaCSSupport@cookmedical.com