

# 助力您的诊断。



## EchoTip Ultra

支气管镜超声活检针<sup>1</sup>

产品名称<sup>1</sup>: 支气管镜超声活检针 Echotip Endobronchial High Definition Ultrasound Needle

库克的 EchoTip Ultra 支气管镜超声活检针的设计有助于您的诊断与分级能力。此活检针的高清回波特质提高了针头的可视效果，有助于您操作的针头处在目标内，以提高细胞学样本获取的可能性。工学设计的手柄和内镜适配器还能够优化手术器材在稳定性和安全性方面的表现。





Olympus



Pentax

## EchoTip Ultra

支气管镜超声活检针

经超声内镜的工作通道使用，用于进行支气管树内部或邻近的目标粘膜下及壁外病变的活检取样。

产品出厂时已灭菌，仅供一次性使用。

- 高清回波凹点，强化针的超声下可视性
- 自然过渡的波纹手柄，控针操作及稳定性更强
- 与工作通道孔带螺纹的内镜联合使用的活检针型号：手柄上的可取脱式适配器可直接与内镜的螺纹口旋接
- 与工作通道孔不带螺纹的内镜联用的活检针型号：结实的转接头设计可实现：
  - 牢固连接，以及术中的稳定性
  - 带侧路旋阀的鲁尔接头，可实现负压抽吸和注射功能
- 针鞘的长度可以调整，可配合不同的超声内镜使用

订货号码	产品型号	针号	外鞘管直径 Fr	针长调节 cm	针芯	最小活检 孔道 mm
G52011	ECHO-HD-22-EBUS-O*	22	4.1	0-5	尖头的	2
G53408	ECHO-HD-22-EBUS-P**	22	4.1	0-5	尖头的	2
G24062	ECHO-HD-25-EBUS-O*	25	4.1	0-5	尖头的	2
G24061	ECHO-HD-25-EBUS-P**	25	4.1	0-5	尖头的	2

\*适配器安装在 Olympus 超声支气管镜不带螺纹的工作通道孔上，然后再将活检针安装在适配器上。

\*\*直接将活检针安装在 Pentax 超声支气管镜的螺纹工作通道孔上，订货前请先咨询。

本产品目录仅供医疗卫生专业人士参考使用，严禁任何非医疗卫生专业人士传阅和使用。本产品目录仅提供基本的产品信息，产品的使用及详细信息请查阅具体的产品说明书或联系厂家工作人员。本产品目录在使用后请存放于非医疗卫生专业人士无法接触到的特定区域或退还给厂家工作人员。

产品名称：支气管超声活检针

生产企业名称：库克爱尔兰有限公司 Cook Ireland Limited

注册证号：国械注进 20152022593

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克（中国）医疗贸易有限公司  
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室  
邮编：200030  
电话：+86-21-5451-9599  
电邮：chinacssupport@cookmedical.com  
cookmedical.com.cn