



选择一步式的便捷。



一次性使用 一步式耻骨上导入器¹

一次性使用一步式耻骨上导入器用于将引流管经耻骨上方导入膀胱。

产品名称¹:
One-Step Suprapubic
Introducer
一次性使用一步式耻骨上导入器



一次性使用 一步式耻骨上导入器¹

- 透过取出套管针针芯，根据尿液回流证实装置已进入膀胱。
- 可从 Peel-Away™ 外鞘中取出扩张器，以便经外鞘置入恰当尺寸的引流管。
- 套装包括套管针针芯、扩张器和 Peel Away™ 外鞘。无菌撕开式包装。

订货号码	产品型号	可通过 引流管的外径* Fr	Peel Away 外鞘长度 cm	套管针针芯 长度 cm
G25981	SANT-14-20-PLV	10	17	20
G26642	SANT-16-20-PLV	12	17	20
G26648	SANT-18-20-PLV	14	17	20
G26655	SANT-20-20-PLV	16	17	20
G26666	SANT-22-20-PLV	18	17	20

*引流管的外径因制造商不同而有所差别。在进行耻骨上插入操作前，应小心证实引流管将穿过一步式 Peel-Away™ 外鞘。

产品名称: One-Step Suprapubic Introducer
 一次性使用一步式耻骨上导入器
 生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
 注册证号: 国械注进 20162021285
 广告批准文号: 沪械广审(文)第250803-12788号
 禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
 中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
 邮编: 200030
 电话: +86-21-5451-9599
 邮箱: ChinaCSSupport@cookmedical.com