

Cook Medical - Critical Care Pleural Drainage Products



穿刺およびドレナージ

- 4 Wayne 気胸カテーテルセット
- 5 Lock 心膜穿刺ドレナージカテーテルセット

アクセサリ

- 6 ドレナージバッグ接続用コネクティングチューブ
- 7 多目的チューブアダプタ



Wayne 気胸カテーテルセット

単純気胸や自然気胸、医原性気胸および緊張性気胸の脱気に使用します。


- カテーテル先端には螺旋状に 20 個の側孔があり、これにより脱気することができます。


グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 / 有効長 Fr/cm	カテーテル 側孔数	オブチュレータ 有効長 cm	コネクティング チューブ 有効長 cm	トロッカー・ ニードル ゲージ
G09922	C-UTPT-1020-WAYNE	10.2/29	20	16.5	30	18
G07910	C-UTPT-1400-WAYNE	14.0/29	20	16.5	30	18

販売名：胸部ドレナージ用カテーテルセット 承認番号：21100BZY00406000

II 025 套管針カテーテル (1) シングルルーメン (2) 細径穿刺針型 (C-UTPT-1020-WAYNE)

II 025 套管針カテーテル (1) シングルルーメン (1) 標準型 (C-UTPT-1400-WAYNE)





Lock 心膜穿刺ドレナージカテーテルセット


心膜腔内のドレナージに使用します。

- 8.3Fr サイズのカテーテルの経皮的留置（セルジンガー法）を行うため、カテーテルの先端をテーパ状にしています。
- 有効長 40 cm のカテーテルです。
- カテーテルに側孔がついています。
- カテーテルはエックス線不透過性で、エックス線透視下における視認性を確保します。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	カテーテル 径 Fr	カテーテル 有効長 cm	カテーテル 側孔数	ニードル ゲージ	穿刺針 有効長 cm	ガイド ワイヤ 径 inch	ガイド ワイヤ 全長 cm	ダイレータ 径 Fr
G02433	C-PCS-830-LOCK	8.3	40	6	18	7, 12	0.038	70	8

販売名：COOK 心膜穿刺ドレナージカテーテルセット 認証番号：304AABZX00073000

II 029 吸引留置カテーテル (1) 能動吸引型 (2) 心嚢・縦隔穿刺用



LOCK 心膜穿刺ドレナージカテーテル



ダイレータ



SAFE-T-J フィックスドコアガイドワイヤ



穿刺針 2 個



多目的チューブアダプタ



ドレナージバッグ接続用コネクティングチューブ

カテーテルとドレナージバッグの接続に使用します。

- アダプタはオス型ルアーロックとユニバーサルテーパーです。
- ドレナージバッグ交換中の漏れを防ぐため、接続されている一方活栓を閉じることができます。

グローバル 製品番号	カタログ 番号	チューブ 径 Fr	チューブ 有効長 cm
G02898	C-CTU14.0-30-ST	14	30

販売名：ドレナージバッグ接続用コネクティングチューブ 届出番号：13B1X10023CC0007 保険算定不可



コネクティングチューブ

一方活栓



多目的チューブアダプタ

カテーテルなどの他の医療機器に接続して使用します。

- オス型ルアーロック / ユニバーサルテーパです。
- 適合チューブ内径は 20 - 40 Fr (7 mm-13 mm) です。

グローバル
製品番号

カタログ
番号

適合チューブ内径

G05302

C-PMLLA-VTA-L

20 - 40 Fr (7-13 mm)

販売名：クック・プラスチック活栓 承認番号：15700BZY01234000 保険算定不可



多目的チューブアダプタ



製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4461993000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 76693889, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +66 21688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

販売に関するお問合せ先

株式会社 MEDIK
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F
TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962
Email: medinfo@medik.co.jp
medical.medik.co.jp

