


Precision and control.




マイクロマニピュレーション
ピペット

Cook® マイクロインジェクション ピペット

卵母細胞への細胞質内精子注入 (ICSI) 時に使用するピペットです。透明帯を開孔するための鋭い角度がついています。先端から屈曲部までの長さは全てのサイズで同じです。

1ケース10本入りです。





グローバル 製品番号	カタログ 番号	内径 (ID) μm	外径 (OD) μm	遠位端 角度	角度	先端 - 屈曲部 長さ μm
G32817	K-MPIP-3130	4,7	6	30	30	700
G32818	K-MPIP-3135	4,7	6	35	30	700
G32814	K-MPIP-1030	5,0	7	30	30	700
G18090	K-MPIP-1035	5,0	7	35	30	700
G32821	K-MPIP-3330	5,5	7	30	30	700
G26684	K-MPIP-3335	5,5	7	35	30	700

Cook® ホールディングピペット

細胞質内精子注入 (ICSI) やアシステッドハッチング/透明帯開孔時に吸引することで卵子、胚、又は胚盤胞をホールドするためのピペットです。熱加工を施した滑らかな表面のホールディングピペットは、安定性とホールド力を備えています。

1ケース10本入りです。




グローバル 製品番号	カタログ 番号	内径 (ID) μm	外径 (OD) μm	遠位端 角度	先端 - 屈曲部 長さ μm
G32801	K-HPIP-1030	17	80	30	700
G32802	K-HPIP-1035	17	80	35	700
G32806	K-HPIP-2130	23	110	30	700
G32810	K-HPIP-3330	34	120	30	700
G32812	K-HPIP-3335	34	120	35	700

Cook® Blastomere アスピレーションピペット

Blastomereアスピレーションピペットは、着床前遺伝子検査用に割球、栄養外胚葉を採取するピペットです。ピペット先端形状はストレートで、熱加工を施した滑らかな表面です。


1ケース10本入りです。



グローバル 製品番号	カタログ 番号	内径 (ID) μm	外径 (OD) μm	遠位端 角度	先端 - 屈曲部 長さ μm
G32795	K-EBPH-3035	30	42	35	2,500
G32799	K-EBPH-3535	35	49	35	2,500

Cook® フレキシペットハンドル

Cook®フレキシペットピペットと併用して配偶子や胚の操作を行います。採取量は0.25 μL~3.0 μLに設定可能です。ハンドルは、全てのサイズのフレキシペットピペットに対応し、卵子や胚、割球操作に必要とされる微調整が可能です。アクセサリセットには、Oリング (小) 1個、Oリング (大) 1個、スペーサー、コレットを含むハンドル交換部品が含まれます。



グローバル
製品番号

カタログ
番号

ハンドル

G18674 K-MPH-1000

アクセサリセット

G18904 K-FRO-1000

Cook® フレキシペットピペット

フレキシペットデニューディングピペットは、割球又は極体操作、卵子及び胚操作、又はデニューディングに使用します。

フレキシペットマニピュレーションピペットは、割球又は極体操作、卵子及び胚操作、胚盤胞操作、及び卵丘・卵子複合体操作に使用します。

- 柔らかなポリカーボネート製
- 表面を傷付けない柔軟で破損しにくいデザイン
- Cook®フレキシペットハンドルと使用可能



グローバル 製品番号	カタログ 番号	内径 µm	用途
フレキシペットデニューディングピペット			
10本入/ケース × 5ケース (合計50本)			
G46021	K-FPIP-1120-10BS-5	120	卵子および胚の操作
G26711	K-FPIP-1130-10BS-5	130	卵子および胚の操作
G26712	K-FPIP-1140-10BS-5	140	卵子および胚の操作
G26713	K-FPIP-1170-10BS-5	170	卵子および胚の操作
1本入/ケース × 10ケース (合計10本)			
G46019	K-FPIP-1140-10	140	卵子および胚の操作
G46018	K-FPIP-1170-10	170	卵子および胚の操作
フレキシペットマニピュレーションピペット			
10本入/ケース × 1ケース (合計10本)			
G26181	K-FPIP-1080-10BS	80	割球又は極体操作
G26718	K-FPIP-1100-10BS	100	卵子および胚の操作
G18878	K-FPIP-1300-10BS	300	胚盤胞の操作
10本入/ケース × 5ケース (合計50本)			
G46020	K-FPIP-1300-10BS-5	300	胚盤胞の操作
G26057	K-FPIP-1600-10BS-5	600	卵丘・卵子複合体の操作
1本入/ケース × 10ケース (合計10本)			
G46017	K-FPIP-1300-10	300	胚盤胞の操作

輸入元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktwn@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

