


准确操作、便于掌控



体外受精显微操作管



准确

库克医疗的显微操作工具是按照严格的质量标准生产的器械。

专业

有多种类型的操作管可供选择，可满足卵胞浆内单精子注射 (ICSI) 和植入前遗传学诊断 (PGD) 操作需求。

通过检验

所有操作管均在极高放大倍率下检查，经过伽马射线辐射灭菌处理，并经过单细胞 MEA¹ 存活性和 LAL² 毒性组批检验。

包装牢固


每个操作管独立包装，所用容器可确保产品完好无缺。这些容器便于使用且采用可再生材料制成。

¹ MEA refers to Mouse Embryo Assay 小鼠胚胎试验

² LAL refers to Limulus Amebocyte Lysate 内毒素检测

COOK® 注射管

该注射管用于卵胞浆内单精子注射。仅供一次性使用。




订货号码	产品型号	头端内径 μm	头端外径 μm	末端头 角度 deg
G32817	K-MPIP-3130	4,7	6	30
G32818	K-MPIP-3135	4,7	6	35
G32814	K-MPIP-1030	5,0	7	30
G18090	K-MPIP-1035	5,0	7	35
G32821	K-MPIP-3330	5,5	7	30
G26684	K-MPIP-3335	5,5	7	35

COOK® 持卵管

持卵管用于在卵胞浆内单精子注射或辅助孵化/透明带打孔期间通过建立负压令卵母细胞、胚胎或囊胚保持在原位。



(销售包装为每盒 10 根)。



订货号码	产品型号	头端外径 μm	末端头 角度 deg
G32801	K-HPIP-1030		30
G32802	K-HPIP-1035		35
G32806	K-HPIP-2130	110	30
G32807	K-HPIP-2135	110	35
G32810	K-HPIP-3330	120	30
G32812	K-HPIP-3335	120	35

COOK® 活检管

活检管用于抽吸卵裂球或滋养外胚层细胞，以便在选择胚胎前诊断遗传性疾病。



订货号码	产品型号	头端内径 μm	头端外径 μm	末端头 角度 deg
G32795	K-EBPH-3035	30	42	35
G32799	K-EBPH-3535	35	49	35

COOK® Flexipet 剥离管

Flexipet 剥离管用于卵裂球或极体操作、
卵母细胞和胚胎操作，或用于剥卵。

Flexipet 剥离管用于卵裂球或极体操作、
卵母细胞和胚胎操作、囊胚处理，
以及卵母细胞卵丘复合体的操作。

- 以聚碳酸酯制成
- 采用柔韧设计，不易刮擦或刺破表面
- 可与 COOK® 可调手柄配合使用



订货号码	产品型号	头端内径 µm	用途
Flexipet 剥离管			
G46021	K-FPIP-1120-10BS-5	120	卵母细胞和胚胎操作
G26711	K-FPIP-1130-10BS-5	130	卵母细胞和胚胎操作
G26712	K-FPIP-1140-10BS-5	140	卵母细胞和胚胎操作
G26713	K-FPIP-1170-10BS-5	170	卵母细胞和胚胎操作
10 瓶 1 支装 (共 10 支)			
G46019	K-FPIP-1140-10	140	卵母细胞和胚胎操作
G46018	K-FPIP-1170-10	170	卵母细胞和胚胎操作
Flexipet 剥离管			
G26181	K-FPIP-1080-10BS	80	卵裂球或极体操作
G26718	K-FPIP-1100-10BS	100	卵母细胞和胚胎操作
G18878	K-FPIP-1300-10BS		囊胚操作
G46020	K-FPIP-1300-10BS-5	300	囊胚操作
G26057	K-FPIP-1600-10BS-5	600	卵母细胞卵冠丘复合体的操作
G46017	K-FPIP-1300-10	300	囊胚操作

产品名称:体外受精显微操作管
生产企业名称:Cook Vandergrift Inc. 库克范德格里夫特公司
注册证号:国械注进 20162180462
广告批准文号:沪械广审(文)第250617-12539号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com