

顺利过渡到机械碎石。



Fusion™ 1

碎石网篮

ERCP*

通路

结石管理

狭窄管理



*ERCP=内镜下逆行胆胰管造影术
产品名称1: 碎石网篮 Lithotripsy Basket



Fusion™

碎石网篮

用于在内窥镜下清除胆结石和异物。

- 无需其他配件即可进行机械碎石。
- 编织结构网篮丝可保持网篮形状。
- 柔韧的外鞘管提供了优良的推送性能。
- 可通导丝, 为网篮在多次清理结石时维持通路。

| 订货号码 | 产品型号 | 网篮宽度 cm | 网篮长度 cm | 导管长度 cm | 匹配导丝直径 英寸 |
|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| G48277 | FS-LXB-2X4 | 2 | 4 | 208 | 0.035 |
| G48278 | FS-LXB-3X6 | 3 | 6 | 208 | 0.035 |

可搭配碎石器导线和碎石器把手使用。

产品名称: 碎石网篮

注册人/生产企业名称: Wilson-Cook Medical Incorporated 威尔逊-库克医学公司

注册证号: 国械注进 20162023011

广告批准文号: 沪械广审(文)第260811-29312号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn