

改善扩张效果。



# FUSION TITAN<sup>® 1</sup>

胆道扩张球囊

双平台ERCP\*


通路

结石管理

狭窄管理



\*ERCP=内镜下逆行胆胰管造影术  
产品名称1: 胆道扩张球囊 Biliary Dilation Balloon



## FUSION TITAN®

胆道扩张球囊

扩张胆道系统的狭窄。

- 球囊导管多腔设计, 在扩张过程中实现同步锚固。
- 小轮廓、低顺应性球囊材质便于实现预期的治疗性扩张。
- 导管近端标签标注球囊最大充盈压力, 方便手术操作。
- 球囊两端不透X光标记提供清晰的透视参考标记。

订货号码	产品型号	球囊直径 mm/Fr	球囊长度 cm	导管长度 cm	匹配导丝直径 英寸
G49219	FS-BDB-4X4	4/12	4	190	0.035
G49220	FS-BDB-6X4	6/18	4	190	0.035
G49221	FS-BDB-8X4	8/24	4	190	0.035
G49222	FS-BDB-10X4	10/30	4	190	0.035

产品名称: 胆道扩张球囊  
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated  
注册证号: 国械注进20142025034

广告批准文号: 沪械广审(文)第240528-07800号  
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司  
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室  
邮编: 200030  
电话: +86-21-5451-9599  
电邮: chinacssupport@cookmedical.com