

简化结石管理流程。



FUSION QUATTRO^{® 1}

取石球囊

双平台ERCP*

通路

结石管理

狭窄管理



*ERCP=内镜下逆行胆胰管造影术
产品名称1: 取石球囊 Fusion Quattro Extraction Balloon



FUSION QUATTRO®

取石球囊

用于通过内窥镜去除胆道系统的结石。

- 1个取石球囊有4个充盈直径，满足您具体的临床需求。
- 球囊上方出造影剂的型号为导管前端开口，注射造影剂更容易。
- 不透射线标记强化了取石球囊在射线下的可视度。
- 注射器的刻度标记清晰标示球囊的每一个充盈直径。

订货号码	产品型号	导管长度 cm	造影剂出口	导丝直径 英寸
G48225	FS-QEB-A	200	球囊上端	0.035
G48226	FS-QEB-B	200	球囊下端	0.035
G31921	FS-QEB-XL-A	200	球囊上端	0.035
G31922	FS-QEB-XL-B	200	球囊下端	0.035

注意:本产品含有天然橡胶/乳胶材质,可能引起过敏反应。

产品名称: 取石球囊

生产企业名称: Wilson-Cook Medical Inc 威尔逊-库克医学公司

注册证号: 国械注进 20152024218

广告批准文号: 沪械广审(文)第250528-07171号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com