


锥形 Tornado™ 弹簧圈



Tornado™ 1

栓塞弹簧圈


多款弹簧圈尺寸备选

Tornado™ 栓塞弹簧圈有多款尺寸, 设计用于 0.018 英寸 (0.46 毫米) 和 0.035 英寸 (0.89 毫米) 的弹簧圈系统。

良好的填塞弹簧圈

柔软的栓塞弹簧圈可顺应血管形成紧密的封堵团块。





Tornado™

栓塞弹簧圈

- 带合成纤毛的铂金弹簧圈，用于对动静脉畸形和其它血管病变的供血动脉进行选择性栓塞。
- 弹簧圈的尺寸可适配 0.018 英寸 (0.46 毫米) 和 0.035 英寸 (0.89 毫米) 的导管。
- 锥形直径范围从 3-2 至 10-5 毫米。
- 弹簧圈的小头端先从输送导管穿出。

订货号码	产品型号	建议导管内径和端孔直径 英寸／毫米	栓子的拉直长度 厘米	锥形栓子的卷曲直径 毫米
0.018 英寸 (0.46 毫米) 微弹簧圈				
G08261	MWCE-18S-3/2-TORNADO	0.018/0.46	2	3 - 2
G08357	MWCE-18S-4/2-TORNADO	0.018/0.46	4	4 - 2
G08356	MWCE-18S-5/2-TORNADO	0.018/0.46	5	5 - 2
G08259	MWCE-18S-6/2-TORNADO	0.018/0.46	7	6 - 2
G09218	MWCE-18S-7/3-TORNADO	0.018/0.46	9	7 - 3
G09215	MWCE-18S-8/4-TORNADO	0.018/0.46	9.5	8 - 4
G09217	MWCE-18S-10/4-TORNADO	0.018/0.46	14.2	10 - 4
0.035 英寸 (0.89 毫米) 弹簧圈				
G10414	MWCE-35-4/3-TORNADO	0.035/0.89	2.6	4 - 3
G10415	MWCE-35-5/3-TORNADO	0.035/0.89	4.1	5 - 3
G10416	MWCE-35-6/3-TORNADO	0.035/0.89	5.8	6 - 3
G10417	MWCE-35-7/3-TORNADO	0.035/0.89	8	7 - 3
G10411	MWCE-35-8/4-TORNADO	0.035/0.89	8	8 - 4
G10412	MWCE-35-8/5-TORNADO	0.035/0.89	8.2	8 - 5
G10428	MWCE-35-10/4-TORNADO	0.035/0.89	12.5	10 - 4
G10413	MWCE-35-10/5-TORNADO	0.035/0.89	12.5	10 - 5

产品名称: 栓塞弹簧圈

生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated

注册证号: 国械注进 20193131540

广告批准文号: 沪械广审(文)第 290106-66520 号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克 (中国) 医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn