

採卵時に安定した吸引圧を



Cook® アスピレーションシステム

Cook® アスピレーションシステムは、卵子吸引用に
デザイン・製造された精密で安定した真空ポンプです。



Cook® アスピレーションシステム

通常の吸引において、最高 -500 mm Hg までのローフローの吸引圧を、制御しながらかけるために使用します。

- 設定レベルにおいて吸引圧を維持
- 吸引圧の作動を知らせる音量調節式のチャイム
- LED ディスプレイに吸引圧を mmHg および kPa で表示
- フットスイッチによりハンズフリー操作が可能で、作動とともにニードル先端での吸引がすばやく開始
- 疎水性フィルター付きフィルターチューブ付属

グローバル
製品番号

カタログ番号

G49275

K-MAR-5200



Cook® アスピレーションシステム - フィルターチューブ

卵子吸引用ニードルを Cook® アスピレーションシステムに接続する際に使用し、ポンプの汚染を防止します。

- すべての Cook 社製チューブ付き卵子吸引用ニードルに付属しているルアーロックにより、容易な接続が可能
- デイスポーザブルで、患者間の交差汚染のリスクを低減

グローバル
製品番号

カタログ番号

G38692

K-DVLF-240

販売名:クック アスピレーションシステム
承認番号:20200BZY00660000

2008-4



製造販売元
クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL:03-6853-9470
cookmedical.co.jp



資料請求は当社までご連絡ください。
〒140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 (東神ビル内)
TEL 03-5762-7328
www.tokibo.co.jp