


多环粘膜切除术 — 一种创新、高效的内镜下 粘膜切除新方案。



DUETTE®

一次性使用多环粘膜切除器

将多环套扎器和圈套器结合，DUETTE®一次性使用多环粘膜切除器可以帮助您在内镜粘膜切除手术中实现良好的结果。



DUETTE®

一次性使用多环粘膜切除器

- 用于内窥镜下切除上消化道粘膜组织。息肉圈套器为无菌包装，套扎器为非无菌包装。仅供一次性使用
- 安装简便，方法与六连发套扎器相似
- 共有6个橡胶套扎器圈套
- 柔软、编织丝组成的小六角形圈套器
- 5 FR 及 7 FR 两种息肉圈套器供选择

订货号码	产品型号	内窥镜 外径 mm	套扎器 套圈 数目	圈套器 鞘管 尺寸 Fr	圈套器 套圈 尺寸 cm	内窥镜 工作腔 直径 mm
G34036	DT-6	9.5 - 13	6	7.0	1.5 x 2.5	3.7
G35129	DT-6-5F	9.5 - 13	6	5.0	1.5 x 2.5	2.8
G34054	DT-6-XL	11 - 14	6	7.0	1.5 x 2.5	3.7

注意：本产品内包含有天然乳胶环，可能会引起过敏反应。

产品名称：一次性使用多环粘膜切除器

生产企业名称：Cook Ireland Limited 库克爱尔兰有限公司

注册证号：国械注进 20153012769

广告批准文号：沪械广审(文)第250528-09264号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com