


进行子宫和输卵管造影。



子宫输卵管造影球囊导管




子宫输卵管造影球囊导管

用于建立宫腔通路，以进行生理盐水灌注子宫超声造影，将造影剂注入子宫腔和输卵管，以评估输卵管通畅度。

球囊在宫颈内口形成密封，以保持生理盐水或造影剂在子宫内。

- 不含乳胶
- 包括注射器



订货号码	产品型号	Fr	长度 cm	球囊容量 mL
G17147	J-CHSG-503000	5.0	30	1.0
G17870	J-CHSG-703000	7.0	30	1.5

产品名称:子宫输卵管造影球囊导管

生产企业名称:Cook Incorporated 库克公司

注册证号:国械注进20162662716

广告批准文号:沪械广审(文)第210831-06204号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
传真: +86-21-5451-9595
邮箱: ChinaCSSupport@cookmedical.com