



双弯头导丝


LUNDERQUIST®

导丝

LUNDERQUIST® 导丝用于在解剖通路中辅助其他器械（不包含在导丝内）及支持器械的传送。将导丝导入靶血管，然后沿导丝在血管系统中定位或操控其他器械，如鞘、导管、支架或血管内移植物。



产品名称: Lunderquist Extra Stiff Wire Guides 导丝



双重弯曲

LUNDERQUIST®

导丝

材质

外覆聚四氟乙烯涂层的双弯型不锈钢导丝。

显影

远端4cm的软头，内嵌金质线圈型结构，可提高头端的显影性能。

订货号码	产品型号	导丝直径 inch	导丝长度 cm	软头长度 cm	导丝/头端 弯曲半径 mm
双弯曲交换					
PTFE (聚四氟乙烯) 涂覆的不锈钢					
G45208	TSCMG-35-260-LESDC	0.035	260	4	75/15
G45408	TSCMG-35-300-LESDC	0.035	300	4	75/15

产品名称: 导丝

生产企业名称: 库克欧洲公司 William Cook Europe ApS

注册证号: 国械注进20163032490

广告批准文号: 沪械广审(文)第260314-19666号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com