

信任源自日常。



UNIVERSA[®]

输尿管支架




体验 UNIVERSA®

UNIVERSA 输尿管支架用于肾盂输尿管交界部至膀胱的暂时性内引流。
UNIVERSA 拥有完整的产品选项和高性能, 能满足各项常用需求。产品型号及其组合一目了然, 可轻松简单地按所需订购, 更能节省成本。



UNIVERSA Firm 输尿管支架¹
(不带亲水涂层)



UNIVERSA Firm 输尿管支架管²
(带亲水涂层)




UNIVERSA Soft 输尿管支架¹
(不带亲水涂层)

提供软硬两种选择, 让您可以根据每位病人的情况, 选用合适的支架。

特性与优点




刻度标记让医生在推进和放置时, 能掌握支架的位置




支架矫直套管可以方便沿着导丝推进支架



直径(Fr.)及长度标识便于区分型号



牵引线(单线或多股线)有利于重新定位或移除支架



定位器的不透射线头端能帮助医生利用荧光透视准确定位*

*仅限于部分型号



盒式包装方便产品存放和识别




UNIVERSA® Firm 输尿管支架¹ - 不带亲水涂层

不带亲水涂层

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
套装			
G54218	UFI-500	5	22-32
G54378	UFI-522	5	22
G54377	UFI-524	5	24
G54376	UFI-526	5	26
G54447	UFI-528	5	28
G54444	UFI-530	5	30
G54217	UFI-600	6	22-32
G54442	UFI-622	6	22
G54449	UFI-624	6	24
G54448	UFI-626	6	26
G54446	UFI-628	6	28
G54445	UFI-630	6	30
G54216	UFI-700	7	22-32
G54443	UFI-722	7	22
G54441	UFI-724	7	24
G54379	UFI-726	7	26
G54440	UFI-728	7	28
支架及定位器			
G54221	UFI-500-R	5	22-32
G54418	UFI-522-R	5	22
G54416	UFI-524-R	5	24
G54414	UFI-526-R	5	26
G54412	UFI-528-R	5	28

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架及定位器			
G54220	UFI-600-R	6	22-32
G54410	UFI-622-R	6	22
G54408	UFI-624-R	6	24
G54407	UFI-626-R	6	26
G54404	UFI-628-R	6	28
G54219	UFI-700-R	7	22-32
G54402	UFI-722-R	7	22
G54400	UFI-724-R	7	24
G54398	UFI-726-R	7	26
G54396	UFI-728-R	7	28
仅支架			
G54158	UFI-500-B	5	22-32
G54157	UFI-600-B	6	22-32
G53920	UFI-622-B	6	22
G54383	UFI-624-B	6	24
G54382	UFI-626-B	6	26
G54156	UFI-700-B	7	22-32
G54381	UFI-726-B	7	26
含支架(带侧孔)、导丝及定位器			
G54420	UFI-626-P	6	26
G54452	UFI-628-P	6	28
G54422	UFI-726-P	7	26
G54421	UFI-728-P	7	28



UNIVERSA® Firm 输尿管支架管²- 带亲水涂层

带亲水涂层

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
套装			
G49865	UFH-524	5	24
G49866	UFH-526	5	26
G49867	UFH-528	5	28
G49877	UFH-600	6	22-32
G49873	UFH-624	6	24
G49874	UFH-626	6	26
G49875	UFH-628	6	28
G49882	UFH-726	7	26
G49883	UFH-728	7	28

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架及定位器			
G49897	UFH-524-R	5	24
G49898	UFH-526-R	5	26
G49899	UFH-528-R	5	28
G49905	UFH-624-R	6	24
G49906	UFH-626-R	6	26
G49907	UFH-628-R	6	28
G49914	UFH-726-R	7	26
G49915	UFH-728-R	7	28



UNIVERSA® Soft 输尿管支架¹ - 不带亲水涂层

不带亲水涂层

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
套装			
G54090	USI-500	4.7	22-32
G54091	USI-512	4.7	12
G54092	USI-514	4.7	14
G54093	USI-516	4.7	16
G54094	USI-518	4.7	18
G54095	USI-520	4.7	20
G54096	USI-522	4.7	22
G54097	USI-524	4.7	24
G54098	USI-526	4.7	26
G54099	USI-528	4.7	28
G54100	USI-530	4.7	30
G54122	USI-600	6	22-32
G54123	USI-612	6	12
G54124	USI-614	6	14
G54125	USI-616	6	16
G54126	USI-618	6	18
G54127	USI-620	6	20
G54128	USI-622	6	22
G54129	USI-624	6	24
G54130	USI-626	6	26
G54131	USI-628	6	28
G54132	USI-630	6	30
G54133	USI-700	7	22-32
G54134	USI-712	7	12
G54135	USI-714	7	14
G54136	USI-716	7	16
G54137	USI-718	7	18
G54138	USI-720	7	20
G54139	USI-722	7	22
G54140	USI-724	7	24
G54141	USI-726	7	26
G54142	USI-728	7	28
G54143	USI-730	7	30

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架套装连 Roadrunner 导丝			
G54341	USI-500-RPC	4.7	22-32
G53922	USI-512-RPC	4.7	12
G53917	USI-514-RPC	4.7	14
G53925	USI-520-RPC	4.7	20
G53952	USI-522-RPC	4.7	22
G53953	USI-524-RPC	4.7	24
G53954	USI-526-RPC	4.7	26
G53955	USI-528-RPC	4.7	28
G53959	USI-530-RPC	4.7	30
G53926	USI-600-RPC	6	22-32
G53908	USI-616-RPC	6	16
G53927	USI-620-RPC	6	20
G53928	USI-622-RPC	6	22
G53929	USI-624-RPC	6	24
G53930	USI-626-RPC	6	26
G53938	USI-628-RPC	6	28
G53939	USI-630-RPC	6	30
G53940	USI-700-RPC	7	22-32
G53941	USI-720-RPC	7	20
G53942	USI-722-RPC	7	22
G53943	USI-724-RPC	7	24
G53944	USI-726-RPC	7	26
G53945	USI-728-RPC	7	28
G53946	USI-730-RPC	7	30
支架及定位器			
G54223	USI-500-R	4.7	22-32
G54224	USI-520-R	4.7	20
G54225	USI-522-R	4.7	22
G54226	USI-524-R	4.7	24
G54227	USI-526-R	4.7	26
G54399	USI-528-R	4.7	28
G54401	USI-530-R	4.7	30
G54403	USI-600-R	6	22-32

UNIVERSA® Soft 输尿管支架¹ - 不带亲水涂层

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架及定位器			
G54405	USI-620-R	6	20
G54406	USI-622-R	6	22
G54409	USI-624-R	6	24
G54411	USI-626-R	6	26
G54413	USI-628-R	6	28
G54415	USI-630-R	6	30
G54417	USI-700-R	7	22-32
G54222	USI-720-R	7	20
G54419	USI-722-R	7	22
G54121	USI-724-R	7	24
G53994	USI-726-R	7	26
G53997	USI-728-R	7	28
G53998	USI-730-R	7	30
仅支架			
G53963	USI-500-B	4.7	22-32
G53964	USI-520-B	4.7	20
G53965	USI-522-B	4.7	22
G53912	USI-524-B	4.7	24
G53966	USI-526-B	4.7	26
G53968	USI-528-B	4.7	28
G53969	USI-530-B	4.7	30
G53970	USI-600-B	6	22-32
G53972	USI-620-B	6	20
G53973	USI-622-B	6	22
G53974	USI-624-B	6	24
G53975	USI-626-B	6	26
G53976	USI-628-B	6	28
G53977	USI-630-B	6	30
G53978	USI-700-B	7	22-32
G53923	USI-716-B	7	16
G53979	USI-720-B	7	20
G53980	USI-722-B	7	22
G53981	USI-724-B	7	24

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
仅支架			
G53982	USI-726-B	7	26
G53984	USI-728-B	7	28
G53985	USI-730-B	7	30
末端封闭支架套装			
G53916	USI-512-CE	4.7	12
G54101	USI-522-CE	4.7	22
G54102	USI-524-CE	4.7	24
G54103	USI-526-CE	4.7	26
G54104	USI-528-CE	4.7	28
G54105	USI-600-CE	6	22-32
G54106	USI-622-CE	6	22
G54107	USI-624-CE	6	24
G54108	USI-626-CE	6	26
G54109	USI-628-CE	6	28
G54110	USI-722-CE	7	22
G54111	USI-724-CE	7	24
G54113	USI-726-CE	7	26
G54114	USI-728-CE	7	28
末端闭合支架及定位器			
G53918	USI-526-CE-R	4.7	26
G54230	USI-624-CE-R	6	24
G54229	USI-626-CE-R	6	26
末端封闭支架带牵拉线及 Roadrunner 导丝			
G54393	USI-626-CE-RPC-T	6	26
仅末端封闭支架			
G54326	USI-526-CE-B	4.7	26
G54327	USI-528-CE-B	4.7	28
G54328	USI-626-CE-B	6	26
G54329	USI-628-CE-B	6	28
G54330	USI-726-CE-B	7	26
G54331	USI-728-CE-B	7	28

UNIVERSA® Soft 输尿管支架¹ - 不带亲水涂层

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架带牵拉线及定位器			
G54277	USI-600-R-T	6	22-32
G54278	USI-624-R-T	6	24
G54279	USI-626-R-T	6	26
G53924	USI-628-R-T	6	28
G54280	USI-700-R-T	7	22-32
G54281	USI-724-R-T	7	24
G54282	USI-726-R-T	7	26
G54283	USI-728-R-T	7	28
支架带牵拉线、定位器及 Roadrunner 导丝			
G54332	USI-600-RPC-T	6	22-32
G54333	USI-614-RPC-T	6	14
G54334	USI-624-RPC-T	6	24
G54335	USI-626-RPC-T	6	26
G54336	USI-628-RPC-T	6	28
G54380	USI-700-RPC-T	7	22-32
G54337	USI-724-RPC-T	7	24
G54338	USI-726-RPC-T	7	26
G54343	USI-728-RPC-T	7	28

订货号码	产品型号	直径 Fr	长度 cm
支架带牵拉线、定位器及导丝			
G54228	USI-600-T	6	22-32
G54236	USI-624-T	6	24
G54235	USI-626-T	6	26
G54234	USI-628-T	6	28
G54233	USI-728-T	7	28
仅支架带牵拉线			
G54232	USI-500-B-T	4.7	22-32
G54231	USI-600-B-T	6	22-32
含支架(带侧孔)、导丝及定位器			
G54388	USI-718-P	7	18
G54387	USI-722-P	7	22
G54386	USI-724-P	7	24
G54385	USI-726-P	7	26
G54384	USI-728-P	7	28

1. 产品名称: 输尿管支架
生产企业名称: 库克爱尔兰有限公司 Cook Ireland Ltd.
注册证号: 国械注进 20153143296

2. 产品名称: 输尿管支架管
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进 20153142099

广告批准文号: 沪械广审(文)第 291007-84650 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn