


从容应对套扎。



4,6,10 Shooter™ SAEED® 套扎器¹

在套扎市场研发多年后，多环套扎器推出了通用型套筒，它能优化您的订货信息，简化库存清单。

产品名称¹:套扎器 Shooter™ Universal Saeed™ Multi-Band Ligator
上图中，Firing 的意思是击发；Two-Way 的意思是双向。



4,6,10 Shooter™

SAEED® 套扎器

套扎器被设计用于通过内窥镜下套扎胃食道连接部位或其以上水平的食道静脉曲张，或者用于套扎内痔。

器械出厂时未灭菌 — 仅供一次性使用。

- 通用型号¹的套筒近端有一定锥度，可配较宽范围的内窥镜头端

订货号码	产品型号	适用内窥镜 头端外径 mm	套圈 数	释放拉线 长度 cm
G31915	MBL-U-4	8.6 - 11.3	4	122
G31917	MBL-U-6	8.6 - 11.3	6	122
G31919	MBL-U-10	8.6 - 11.3	10	122
G31918	MBL-U-6-F	8.6 - 11.3	6	142
G22613	MBL-4	9.5 - 13	4	122
G22553	MBL-6	9.5 - 13	6	122

订货号码	产品型号	适用内窥镜 头端外径 mm	套圈 数	释放拉线 长度 cm
G22614	MBL-10	9.5 - 11.5	10	122
G25424	MBL-6-XS	8.6 - 9.2	6	122
G25119	MBL-6-XL	11 - 14	6	122
G25221	MBL-6-XL-C	11 - 14	6	190
G22692	MBL-6-F	9.5 - 13	6	142

警告：产品中含有天然橡胶，可能会引起过敏反应。

注意：新的通用型套筒与XL型镜子不兼容。

¹通用型号包括：MBL-U-4 / MBL-U-6 / MBL-U-10 / MBL-U-6-F

产品名称：套扎器

注册人/生产企业名称：Wilson-Cook Medical Incorporated 威尔逊-库克医学公司

注册证号：国械注进 20162025031

广告批准文号：沪械广审(文)第260825-29259号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn