

从容应对套扎。



4,6,10 Shooter™ SAEED® 套扎器¹

在套扎市场研发多年后，多环套扎器推出了通用型套筒，它能优化您的订货信息，简化库存清单。

产品名称¹:套扎器 Shooter™ Universal Saeed™ Multi-Band Ligator
上图中，Firing 的意思是击发；Two-Way 的意思是双向。



4,6,10 Shooter™

SAEED® 套扎器

本产品用于通过内镜套扎胃或其以上的食道静脉曲张或套扎内痔。
器械出厂时未灭菌 — 仅供一次性使用。

- 通用型号¹的套筒近端有一定锥度,可配较宽范围的内窥镜头端
- 超视野型号²的最外端套圈与透明套筒远端有一定距离,观察视野好

订货号码	产品型号	适用内窥镜 头端外径 mm	套圈 数	释放拉线 长度 cm
G31915	MBL-U-4	8.6 - 11.3	4	122
G31917	MBL-U-6	8.6 - 11.3	6	122
G31919	MBL-U-10	8.6 - 11.3	10	122
G31918	MBL-U-6-F	8.6 - 11.3	6	142
G24654	MBL-6-OV	9.5 - 11.5	6	122
G22613	MBL-4	9.5 - 13	4	122
G22553	MBL-6	9.5 - 13	6	122
G22614	MBL-10	9.5 - 11.5	10	122

订货号码	产品型号	适用内窥镜 头端外径 mm	套圈 数	释放拉线 长度 cm
G24748	MBL-6-I	9.5 - 13	6	122
G25424	MBL-6-XS	8.6 - 9.2	6	122
G25119	MBL-6-XL	11 - 14	6	122
G25121	MBL-6-XL-I	11 - 14	6	122
G25221	MBL-6-XL-C	11 - 14	6	190
G25240	MBL-6-F-I	9.5 - 13	6	142
G22692	MBL-6-F	9.5 - 13	6	142
G26861	MBL-6-I-5B-S	9.5 - 13	6	122

最小活检孔道 2.8 mm。

警告: 产品中含有天然橡胶,可能会引起过敏反应。

注意: 新的通用型套筒与XL型镜子不兼容。

¹通用型号包括: MBL-U-4 / MBL-U-6 / MBL-U-10 / MBL-U-6-F

²超视野型号包括: MBL-6-OV

产品名称:套扎器

注册人/生产企业名称:Wilson-Cook Medical Incorporated 威尔逊-库克医学公司

注册证号:国械注进 20163225031

广告批准文号:沪械广审(文)第211219-06433号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86 21 54519599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com