


通路、刀向与防护。



Tri-Tome pc™ 三腔括约肌切开器¹

合宜地兼具了DomeTip 圆头设计、独立的导丝腔和冲洗腔, Tri-Tome™三腔括约肌切开器给予您的是优良的插管和造影剂注射功能, 让您更专注于患者的诊治。此外, 在Protector 防护型号上, 我们在近端切割丝上附加了保护套。

产品名称¹: 三腔括约肌切开器 Triple Lumen Sphincterotomes



Tri-Tome pc™

三腔括约肌切开器

本产品用于胰胆管系统插管和括约肌切开术。

- DomeTip 圆头设计, 基于人体解剖结构设计, 着眼于建立顺畅、简便的插管通路。
- 定制的3-D造型丝, 确保切开刀在手术中有优异的刀向。
- TRI-25M-P型号具有保护套。

| 订货号码 | 产品型号 | 头端 | 切割丝长度 mm | 切割丝类型 | 可通导丝* 直径 英寸 |
|--------|-----------|----|-------------|-------|-------------------|
| G22583 | TRI-20 | 圆头 | 20 | 编织丝 | 0.035 |
| G22584 | TRI-20M | 圆头 | 20 | 单根丝 | 0.035 |
| G22554 | TRI-25 | 圆头 | 25 | 编织丝 | 0.035 |
| G22555 | TRI-25M | 圆头 | 25 | 单根丝 | 0.035 |
| G22556 | TRI-30 | 圆头 | 30 | 编织丝 | 0.035 |
| G22557 | TRI-30M | 圆头 | 30 | 单根丝 | 0.035 |
| G49197 | TRI-25M-P | 圆头 | 25 | 单根丝 | 0.035 |

*Acrobat™导丝和电源线需要另外购买。

产品名称: 三腔括约肌切开器

生产企业名称: 威尔逊-库克医学公司

注册证号: 国械注进20163255163

广告批准文号: 沪械广审(文)第211227-06475号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86 21 54519599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com