



为您和患者带来
方便与效率。



ShortShot

多环痔疮套扎器套装¹

配有预载的套圈，在单次置入肛门镜就可以进行多次套扎，方便快捷。



产品名称¹: 多环痔疮套扎器套装 ShortShot Saeed Hemorrhoidal Multi-Band Ligator with TriView Anoscope



ShortShot

多环痔疮套扎器套装¹

用于在肛门镜协助下进行内痔的套扎治疗, 仅供成年患者使用。

非灭菌包装, 仅供一次性使用。

- 每套包含一个配有四个预载的天然橡胶套圈的套扎器, TriView 肛门镜(扩展器和带手柄的观察套管)。此外, 每项手术都需要医疗级别的抽吸仪器, 光源及水性润滑剂。
- TriView 肛门镜定位狭槽设计大多数能够适用于发生痔疮的部位。

订货号码	产品型号	枪身长	直径	环数
G34063	HMBL-4-TRI	12.7 cm	15 mm	4

注意:本品含有天然橡胶,可能会引起过敏反应。

产品名称: 多环痔疮套扎器套装

生产企业名称: Cook Ireland Limited 库克爱尔兰有限公司

注册证号: 国械注进 20152020703

广告批准文号: 沪械广审(文)第231206-03898号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86 21 54519599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com