

ANGIOGRAPHY CATHETER

血管造影导管










本产品应由接受过血管造影技术培训并
有相关经验的医生在血管造影手术中使用。

订货号码说明
HNB5.0-38-100-P-10S-PIG
PIG = 头端弯型
10S = 侧孔
100 = 导管长度 (cm)
38 = 导丝直径 (0.0XX inch)
5.0 = French尺寸

订货号码	产品型号	导管外径 Fr	适用导丝直径 inch	导管长度 cm	头端弯型	侧孔	
G07268	HNB5.0-38-100-P-10S-0	5.0	0.038	100	0	10	—————
G08923	HNB5.0-38-80-P-NS-C1	5.0	0.038	80	C1		—————
G05955	HNB5.0-38-80-P-NS-C2	5.0	0.038	80	C2		—————
G10262	HNB5.0-38-100-P-NS-C2	5.0	0.038	100	C2		—————
G05999	HNB5.0-38-65-P-NS-C3	5.0	0.038	65	C3		—————
G09521	HNB5.0-38-80-P-NS-C3	5.0	0.038	80	C3		—————
G08895	HNB5.0-38-100-P-NS-DAV	5.0	0.038	100	DAV		—————
G05878	HNB5.0-35-100-P-NS-H1	5.0	0.035	100	H1		—————
G06005	HNB5.0-38-100-P-NS-H1	5.0	0.038	100	H1		—————
G05997	HNB5.0-38-100-P-NS-JB1	5.0	0.038	100	JB1		—————
G05923	HNB5.0-38-100-P-NS-JL4	5.0	0.038	100	JL4		—————
G06749	HNB5.0-38-40-P-NS-KMP	5.0	0.038	40	KMP		—————
G06108	HNB5.0-38-80-P-NS-MIK	5.0	0.038	80	MIK		—————

如您想了解更多详细信息，请联系当地的库克代表或客户服务中心。

产品名称: Angiography Catheter 血管造影导管

订货号码	产品型号	导管 Fr	适用导丝直径 inch	导管长度 cm	头端形状	侧孔	
G08153	HNB5.0-38-100-P-NS-MPA	5.0	0.038	100	MPA		
G11749	HNB5.0-38-100-P-4S-NIH	5.0	0.038	100	NIH	4	
G06227	HNB5.0-38-100-P-10S-PIG	5.0	0.038	100	PIG	10	
G10741	HNB5.0-38-110-P-12S-PIG	5.0	0.038	110	PIG	12	
G05974	HNB5.0-38-80-P-NS-RH	5.0	0.038	80	RH		
G10885	HNB5.0-38-80-P-NS-RIM	5.0	0.038	80	RIM		
G10743	HNB5.0-38-80-P-NS-RLG	5.0	0.038	80	RLG		
G04922	HNB5.0-38-100-P-NS-SIM1	5.0	0.038	100	SIM1		
G05976	HNB5.0-38-100-P-NS-SIM2	5.0	0.038	100	SIM2		
G06240	HNB5.0-38-100-P-NS-SIM3	5.0	0.038	100	SIM3		
G06074	HNB5.0-38-100-P-NS-VERT	5.0	0.038	100	VERT		
G10755	HNB5.0-38-125-P-NS-VTK	5.0	0.038	125	VTK		
G10711	HNB5.0-38-80-P-NS-YASHIRO	5.0	0.038	80	YASHIRO		

某些图像以三维形式显示。

如您想了解更多详细信息，请联系当地的库克代表或客户服务中心。

产品名称:血管造影导管
 生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司
 注册证号: 国械注进20173030705
 广告批准文号 沪械广审(文)第260920-34604号
 禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
 中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
 邮编: 200030
 电话: +86-21-5451-9599
 电邮: chinacssupport@cookmedical.com
 cookmedical.com.cn