


腔静脉滤器



Celect™
腔静脉滤器



Celect™

腔静脉滤器

订货号码	产品型号	滤器 最大直径 mm	滤器 有效长度 mm	同轴 放送鞘管 外径 Fr	同轴放送鞘管 有效长度 cm
股静脉					
G52920	IGTCFS-65-2-FEM-CELECT	30	48	7.0	65
颈静脉					
G52919	IGTCFS-65-2-JUG-CELECT	30	48	7.0	65
通用套装					
G52921	IGTCFS-65-2-UNI-CELECT	30	48	7.0	65

注册证号:国食药监械(进)字2014第3772865号

禁忌内容或者注意事项详见说明书

订货号码	产品型号	圈套器 鞘管直径 Fr	圈套器 鞘管长度 cm	回收鞘管 直径 Fr	回收鞘管 长度 cm
腔静脉滤器回收器械(不包括 滤器) *					
G13287	GTRS-200-RB	6.3	80	11.0	60

注册证号:国械注进20173661323

禁忌内容或者注 意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
传真: +86-21-5451-9595
邮箱: ChinaCSSupport@cookmedical.com