


管腔通路的新选择。



ECHOTIP ULTRA®

高分辨超声活检针

当您遇到一例非常困难的 ERCP* 胰胆管插管病例，您需要一个新的选择。这就是为什么库克医疗创造出 ECHOTIP ULTRA® 高分辨超声活检针—适用于在肝内或肝外胆管、胰管、胆囊管和胆囊进行穿刺介入。

*ERCP = 内镜下逆行胆胰管造影术



ECHOTIP ULTRA®

高分辨超声活检针

本器械经超声内镜的工作通道使用，可进行消化道粘膜下及壁外病变的穿刺介入和活检取样，肝内或肝外胆管、胰管、胆囊管和胆囊穿刺介入，或组织注射。

产品出厂时已灭菌-仅供一次性使用。

- 维持通道，则可以穿过活检针导入 0.035" 导丝
- 活动鞘调节器上的窗口会显示鞘长标记
- 安全环窗口的长度标记显示的是针伸展的厘米刻度

订货号码	产品型号	外鞘管		针号	超声活检针 伸出长度 cm	针芯头端
		远端外径 Fr	近端外径 Fr			
G52012	ECHO-HD-19-A	4.2	5.2	19	0-8	斜面尖头

产品名称：高分辨超声活检针

生产企业名称：库克爱尔兰有限公司 Cook Ireland Limited

注册证号：国械注进 20152021702

广告批准文号：沪械广审(文)第 290312-71656 号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司

中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室

邮编: 200030

电话: +86-21-5451-9599

电邮: chinacssupport@cookmedical.com

cookmedical.com.cn