



Secure safe passage.

A dynamic duo for protected ureteral access




Flexor®
尿管アクセスシース



Flexor® Parallel™
Rapid Release™
尿管アクセスシース

Flexor & Flexor Parallel尿管アクセスシースは、
親水性コーティングを備えた尿管用アクセスシースです。

Flexor



保持クリップ


保持クリップ部のロック機能により、シースダイレータをシースに固定させて同時に挿入する事が出来ます。

シースハブ

シースハブは挿入中にハンドルの役割をし、大きなくぼみが器具の挿入を容易にします。

親水性コーティング

シースとシースダイレータ先端の外部表面は親水性コーティングが施されており、摩擦抵抗を低減させて、挿入を容易にします。




Flexor Parallel

通常型

フレクサー尿管アクセスシースは、内視鏡下泌尿器手術で、内視鏡や器具を尿管内で通過させるための作業チャンネルを継続的に確保します。繰り返し行う器具交換の際、尿管を保護するとともに、デリケートな器具や細径の軟性内視鏡を守ります。

アップグレード

フレクサー尿管アクセスシース（平行型）では、通常型と Rapid Release 法の2つの使用方法を利用できます。後者の使用方法は、セカンドガイドワイヤを新たに留置する手間が省けるため、手術時間の短縮につながります。



Flexor®

URETERAL ACCESS SHEATH

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース内径 Fr	全長 cm
G19177	FUS-095020	9.5	20
G19176	FUS-095028	9.5	28
G19174	FUS-095035	9.5	35
G46167	FUS-095045	9.5	45
G19175	FUS-095055	9.5	55
G34877	FUS-107020	10.7	20
G34878	FUS-107028	10.7	28
G34879	FUS-107035	10.7	35
G34880	FUS-107045	10.7	45
G34881	FUS-107055	10.7	55
G19173	FUS-120020	12.0	20
G19172	FUS-120028	12.0	28

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース内径 Fr	全長 cm
G19168	FUS-120035	12.0	35
G46168	FUS-120045	12.0	45
G19169	FUS-120055	12.0	55
G30391	FUS-140020	14.0	20
G30393	FUS-140028	14.0	28
G30389	FUS-140035	14.0	35
G46169	FUS-140045	14.0	45
G30390	FUS-140055	14.0	55

小児用

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース内径 Fr	全長 cm
G32853	FUS-095013	9.5	13
G34876	FUS-107013	10.7	13
G32852	FUS-120013	12.0	13

Flexor® Parallel™

RAPID RELEASE™ URETERAL ACCESS SHEATH

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース内径 Fr	全長 cm
G56428	FUS-095020-P	9.5	20
G56429	FUS-095028-P	9.5	28
G56430	FUS-095035-P	9.5	35
G56431	FUS-095045-P	9.5	45
G56432	FUS-095055-P	9.5	55
G34871	FUS-107020-P	10.7	20
G34872	FUS-107028-P	10.7	28
G34873	FUS-107035-P	10.7	35
G34874	FUS-107045-P	10.7	45
G34875	FUS-107055-P	10.7	55

グローバル 製品番号	カタログ番号	シース内径 Fr	全長 cm
G56433	FUS-120020-P	12.0	20
G56434	FUS-120028-P	12.0	28
G56435	FUS-120035-P	12.0	35
G56436	FUS-120045-P	12.0	45
G56438	FUS-120055-P	12.0	55
G56439	FUS-140020-P	14.0	20
G56440	FUS-140028-P	14.0	28
G56441	FUS-140035-P	14.0	35
G56442	FUS-140045-P	14.0	45
G56443	FUS-140055-P	14.0	55

製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1
中野セントラルパークイースト
TEL: 03-6853-9470
cookmedical.co.jp

Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, cau.custserv@cookmedical.com
China: +86 2154519599, chinacssupport@cookmedical.com
Hong Kong: +852 34721688, cs.cahk@cookmedical.com
India: +91 4426793000, india.orders@cookmedical.com
Japan: +81 368539470, info-japan@cookmedical.com
Korea: +822 62923500, kr.orders@cookmedical.com
Malaysia: +603 79621688, cs.malaysia@cookmedical.com
Singapore: +65 63207678, cooksea.cs@cookmedical.com
Taiwan: +866 266283500, cooktw@cookmedical.com
Thailand: +662 1688630, th.orders@cookmedical.com
SADC: +65 63207600, sadc_cs@cookmedical.com
cookmedical.com

