




Coda* | Coda LP*

球囊导管

球囊导管

Coda 和 Coda LP 球囊导管设计用于大血管的临时性闭塞或扩张人造血管。

Coda 球囊通过施加均匀一致的压力对腔内移植物进行塑形并在紧急情况下临时封闭大血管。

* 产品名称: 球囊导管 Coda and Coda LP Balloon Catheter

订货号码	产品型号	导管 Fr	导管 有效长度 cm	推荐 导入器	匹配 导丝 直径 inch	球囊最大 充盈 直径 mm	球囊最大 充盈 容积 cc
Coda LP							
G03831	CODA-2-9.0-35-120-32	9	120	12	0.035	32	30
Coda							
G23773	CODA-2-10.0-35-140-46*	10	140	14	0.035	46	60

*不得将 Coda 46 mm 球囊导管用于髂动脉或其他非主动脉的人工血管扩张。可能会发生血管壁损伤和/或破裂。不得将 Coda 46 mm 球囊导管用于直径小于 24 mm 的血管。

产品名称: 球囊导管

生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司

注册证号: 国械注进20163775084

广告批准文号: 沪械广审(文)第211219-01712号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com