


用于经皮引流液体。



Yueh^{*}
引流套管针

*产品名称: Yueh Centesis Disposable Catheter Needle







Yueh

引流套管针

- 空心针芯，无需取出针芯即可抽吸液体。
- 套管远端头端具有四个侧孔，有利于小腔体内的引流。



订货号码	产品型号	套管外径 Fr	套管的有效长度 cm	套管侧孔	针号 Gage
直型套管					
G09646	DTVN-4.0-20XT-10.0-YUEH	4	9.7	4	20 XTW*
G09489	DTVN-5.0-19-7.0-YUEH	5	6.7	4	19
G09490	DTVN-5.0-19-10.0-YUEH	5	9.7	4	19
G09492	DTVN-5.0-19-15.0-YUEH	5	14.7	4	19
G09491	DTVN-5.0-19-20.0-YUEH	5	19.7	4	19
G12996	DTVN-6.0-19UT-10.0-YUEH	6	9.7	4	19 UT*
G12892	DTVN-8.0-16-7.0-YUEH	8	6.6	4	16
猪尾套管					
G10100	DTVN-5.0-19-15.0-YUEH-RDC-070896	5	14.7	4	19

*超薄壁

产品名称: 引流套管针
 生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
 注册证号: 国械注进20153142069
 产品名称: 一次性使用引流套管针
 生产企业名称: Cook Incorporated (库克公司)
 注册证号: 国械注进20173151807

广告批准文号: 沪械广审(文)第220625-05466号
 禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
 中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
 邮编: 200030
 电话: +86-21-5451-9599
 电邮: chinacssupport@cookmedical.com