



平滑过渡头端让您体验 顺滑的穿刺入路



10 cm 平滑过渡的同轴鞘管



40 cm 带铂金头端的镍钛诺导丝



21 G, 7 cm 穿刺针

微穿刺血管鞘

尖细针头

平滑的 21 G 微穿刺针头尖细，易于插入。

入路顺滑

经设计，同轴鞘管的平滑过渡头端能顺滑进入血管。

高可见性

支持性镍钛诺导丝的铂金头端在荧光透视下清晰可见。

微穿刺血管鞘

订货号码	产品型号	同轴 鞘管组合 外径 Fr	导入鞘管 长度 cm	导丝(绕丝) 外径 mm	导丝 有效长度 cm	针号/长度 G/cm
标准						
G47942	MPIS-401-NT-SST	4.0	10	0.45	40	21/7
G43870	MPIS-501-NT-SST	5.0	10	0.45	40	21/7

产品名称: 微穿刺血管鞘
生产企业名称: 库克公司 Cook Incorporated
注册证号: 国械注进 20183032413
广告批准文号: 沪械广审(文)第 280927-68110 号
禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn