


优良的跟踪性， 更方便的治疗。



导入器

可视性

鞘体材料中无缝内嵌了不透射线的标识带，可准确识别远端头端的位置，确保定位精准。

跟踪性

可选择多种头端弯型，并且带有亲水涂层，减少摩擦并提高跟踪性。

血管鞘结构

带有不锈钢弹簧绕丝的加强结构，且带有亲水涂层。


产品名称：导入器

FLEXOR[®]

导入器

FLEXOR[®] (HFANL)

- 导管鞘包含有不锈钢加强网及柔软尖端
- 整个鞘管的外表面涂覆有亲水涂层
- 扩张器尖端开始6cm涂覆有亲水涂层
- 尖端形状可选直型或弯形
- 配套有小口径Check-Flo阀(4-8Fr)或大口径Check-Flo阀(10-12Fr)



头端弯型

ANL0


ANL1

ANL2

ANL3

FLEXOR[®] (ANL)

- 导管鞘包含有不锈钢加强网及柔软尖端
- 鞘管外表面涂覆有亲水涂层
- 尖端形状可选直型或三种不同弯曲角度
- 配套可选择Tuohy-Borst阀或Check-Flo阀



带 Tuohy-Borst 阀的FLEXOR[®] 导入器

扩张器可兼容0.038" 导丝

Tuohy-Borst

订货号码	产品型号	导入器 Fr	鞘管 内径 mm	匹配导丝 直径 inch	鞘管 长度 cm	头端弯型
G29996	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	6.0	2.21	0.038	55	ANL1
G29997	KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	6.0	2.21	0.038	55	ANL2
G29999	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL1-HC	7.0	2.54	0.038	55	ANL1
G30000	KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL2-HC	7.0	2.54	0.038	55	ANL2

产品名称: 导入器

生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司

注册证号: 国械注进20153030397



带Check-Flo阀的FLEXOR® 导入器 (HFANL)

扩张器可兼容0.035" 导丝

Check-Flo 阀

订货号码	产品型号	导入器 Fr	管鞘 内径 mm	匹配导丝 直径 inch	管鞘 长度 cm	头端弯型
G56229	KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL0-HC	4.0	1.51	0.035	55	ANL0
G56234	KCFW-4.0-35-55-RB-HFANL1-HC	4.0	1.51	0.035	55	ANL1
G56219	KCFW-4.0-35-70-RB-HFANL0-HC	4.0	1.51	0.035	70	ANL0
G56230	KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL0-HC	5.0	1.88	0.035	55	ANL0
G56235	KCFW-5.0-35-55-RB-HFANL1-HC	5.0	1.88	0.035	55	ANL1
G56220	KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL0-HC	5.0	1.88	0.035	70	ANL0
G56225	KCFW-5.0-35-70-RB-HFANL1-HC	5.0	1.88	0.035	70	ANL1
G56231	KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL0-HC	6.0	2.21	0.035	55	ANL0
G56236	KCFW-6.0-35-55-RB-HFANL1-HC	6.0	2.21	0.035	55	ANL1
G56221	KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL0-HC	6.0	2.21	0.035	70	ANL0
G56226	KCFW-6.0-35-70-RB-HFANL1-HC	6.0	2.21	0.035	70	ANL1
G56232	KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL0-HC	7.0	2.54	0.035	55	ANL0
G49043	KCFW-7.0-35-55-RB-HFANL1-HC	7.0	2.54	0.035	55	ANL1
G56222	KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL0-HC	7.0	2.54	0.035	70	ANL0
G56227	KCFW-7.0-35-70-RB-HFANL1-HC	7.0	2.54	0.035	70	ANL1
G56233	KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL0-HC	8.0	2.87	0.035	55	ANL0
G49045	KCFW-8.0-35-55-RB-HFANL1-HC	8.0	2.87	0.035	55	ANL1
G56223	KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL0-HC	8.0	2.87	0.035	70	ANL0
G56228	KCFW-8.0-35-70-RB-HFANL1-HC	8.0	2.87	0.035	70	ANL1
G56278	KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL0-HC	10.0	3.4	0.035	45	ANL0
G47700	KCFW-10.0-35-45-RB-HFANL1-HC	10.0	3.4	0.035	45	ANL1
G56279	KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL0-HC	12.0	4.11	0.035	45	ANL0
G47701	KCFW-12.0-35-45-RB-HFANL1-HC	12.0	4.11	0.035	45	ANL1

产品名称: 导入器

生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司

注册证号: 国械注进20173032039

产品名称: 导入器

生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司

注册证号: 国械注进20173031483



带Check-Flo阀的FLEXOR® 导入器

扩张器可兼容0.018" 和0.035" 或0.038" 导丝

Check-Flo 阀

订货号码	产品型号	导入器 Fr	鞘管 内径 mm	匹配导丝 直径 inch	导管鞘 长度 cm	头端弯型
G48188	KCFW-4.0-18/35-90-RB-ANL0-HC	4.0	1.51	0.018/0.035	90	ANL0
G48191	KCFW-4.0-18/35-110-RB-ANL0-HC	4.0	1.51	0.018/0.035	110	ANL0
G44153	KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	5.0	1.88	0.018/0.038	45	ANL0
G30117	KCFW-5.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	5.0	1.88	0.018/0.038	45	ANL2
G48189	KCFW-5.0-18/38-90-RB-ANL0-HC	5.0	1.88	0.018/0.038	90	ANL0
G48192	KCFW-5.0-18/38-110-RB-ANL0-HC	5.0	1.88	0.018/0.038	110	ANL0
G44154	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	6.0	2.21	0.038	45	ANL0
G29982	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	6.0	2.21	0.038	45	ANL1
G29983	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	6.0	2.21	0.038	45	ANL2
G29984	KCFW-6.0-18/38-45-RB-ANL3-HC	6.0	2.21	0.038	45	ANL3
G29989	KCFW-6.0-18/38-90-RB-ANL1-HC	6.0	2.21	0.038	90	ANL1
G29985	KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	7.0	2.54	0.038	45	ANL1
G29986	KCFW-7.0-18/38-45-RB-ANL2-HC	7.0	2.54	0.038	45	ANL2
G49099	KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	8.0	2.87	0.038	45	ANL0
G49100	KCFW-8.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	8.0	2.87	0.038	45	ANL1
G49101	KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL0-HC	9.0	3.20	0.038	45	ANL0
G49102	KCFW-9.0-18/38-45-RB-ANL1-HC	9.0	3.20	0.038	45	ANL1

产品名称: 血管鞘

生产企业名称: Cook Incorporated 库克公司

注册证号: 国械注进20173031481

广告批准文号: 沪械广审(文)第240627-40225号

禁忌内容或注意事项详见说明书



库克(中国)医疗贸易有限公司
中国上海市徐汇区天钥桥路333号腾飞大厦1503室
邮编: 200030
电话: +86-21-5451-9599
电邮: chinacssupport@cookmedical.com
cookmedical.com.cn