



# Precise placement for one-lung ventilation

---



Arndt

気管支ブロッカーバルーンカテーテルセット



# Arndt

気管支ブロッカーバルーンカテーテルセット

Arndt 気管支ブロッカーバルーンカテーテルセットは、分離肺換気が必要とする手技時に患者の気管支へ選択的に挿入し、左右どちらかの肺を換気する目的で使用します。5 Fr Arndt 気管支ブロッカーは1歳以上の小児用です。その他のサイズは成人用です。

- カフを正確に配置できるようガイドループを調節して適切なサイズの気管支鏡と一体化できます。
- 低圧大容量バルーンにより、気管支壁の損傷を抑えながら気管支壁をシールすることができます。
- カテーテルに付いているマーカによりブロッカーカテーテルがどの程度挿入したかを確認できます。
- 構成品のアダプタは、補助的に肺の脱気を行うことができます。

グローバル 製品番号	カタログ番号	カテーテル 外径 Fr	カテーテル 全長 cm	適合気管内チューブの 内径 mm	推奨バルーン 容量 mL	バルーン構成
<b>Arndt 気管支ブロッカーバルーンカテーテルアダプタセット</b>						
G44111	C-AEBS-5.0-65-SPH-AS	5	65	≥ 4.5	0.5 - 2.0	小児用球形
G44114	C-AEBS-7.0-65-SPH-AS	7	65	≥ 6.0	2.0 - 6.0	成人用球形
G44120	C-AEBS-9.0-78-SPH-AS	9	78	≥ 7.5	4.0 - 8.0	成人用球形

販売名: COOK Arndt気管支ブロッカーバルーンセット  
認証番号: 301AABZX00064000

#### 製造販売元

クックメディカルジャパン合同会社  
〒164-0001 東京都中野区中野4-10-1  
中野セントラルパークイースト  
TEL: 03-6853-9470  
[cookmedical.co.jp](http://cookmedical.co.jp)

#### Asia Pacific Customer Service

Australia: +61 734346000, [cau.custserv@cookmedical.com](mailto:cau.custserv@cookmedical.com)  
China: +86 2154519599, [chinacssupport@cookmedical.com](mailto:chinacssupport@cookmedical.com)  
Hong Kong: +852 34721688, [cs.cahk@cookmedical.com](mailto:cs.cahk@cookmedical.com)  
India: +91 4426793000, [india.orders@cookmedical.com](mailto:india.orders@cookmedical.com)  
Japan: +81 368539470, [info-japan@cookmedical.com](mailto:info-japan@cookmedical.com)  
Korea: +822 62923500, [kr.orders@cookmedical.com](mailto:kr.orders@cookmedical.com)  
Malaysia: +603 79621688, [cs.malaysia@cookmedical.com](mailto:cs.malaysia@cookmedical.com)  
Singapore: +65 63207678, [cooksea.cs@cookmedical.com](mailto:cooksea.cs@cookmedical.com)  
Taiwan: +866 266283500, [cooktwn@cookmedical.com](mailto:cooktwn@cookmedical.com)  
Thailand: +662 1688630, [th.orders@cookmedical.com](mailto:th.orders@cookmedical.com)  
SADC: +65 63207600, [sadc\\_cs@cookmedical.com](mailto:sadc_cs@cookmedical.com)  
[cookmedical.com](http://cookmedical.com)



#### 販売に関するお問合せ先

株式会社 MEDiK  
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町25-7 8F  
TEL: 03-6264-9961 FAX: 03-6264-9962  
Email: [medinfo@medik.co.jp](mailto:medinfo@medik.co.jp)

[medik.co.jp](http://medik.co.jp)

